

AH 26

KÖK KANAL ÖRTÜCÜ VE DOLGU MADDESİ

AH 26 toz ve reçine karıştırılıp çok etkili dolgu maddesi elde edilir.

Kök kanalına yakın adaptasyon sayesinde donma esnasında çok az büzülme yapar., AH 26 çok sıkı kök kanalı obturasyonu sayesinde mükemmel doku uyumluluğu sağlar.

AH 26 ISO 6876:1986 (E) diş kök kanal dolgu maddeleri ile uyumludur.

İÇERİĞİ

AH26 toz: Bismut Oksid, Metanamine, Gümüş, Titanyum Dioksit

AH26 gümüşsüz, toz: Bismut Oksid, Metanamine

AH26 reçine: Epoksi reçine

ENDİKASYONLARI

İlave bir öz materyali ile veya böyle bir materyal olmaksızın kök kanallarının kalıcı dolgusu için.

KARŞI ENDİKASYONLARI

Epoksi reçineye veya diğer kök kanal dolgu maddelerine karşı aşırı duyarlılık.

İKAZLAR

AH26 AH26 gümüşsüz epoksi reçine içerir, buda hassas kişilerde duyarlılığa neden olabilir. İki maddenin birleşmesi ve donması esnasında formaldihayd sağlar.

UYARILAR

AH26 ve Ah26 gümüşsüzü epoksi reçine alerjisi olanlarda kullanmayınız.

Toz veya reçine ve donmamış pastanın deri veya ağız içi mukosa ile temasını önleyiniz.

Temas halinde bol su ile bölgeyi yıkayınız.

Koruyucu gözlük ve eldiven giyiniz.

DİĞER DENTAL MALZEMELER İLE TEMASI

Diş kanalı yıkaması esnasında yanlışlıkla kalan hidrojen peroksit, AH26 ve AH26 gümüşsüz ile reaksiyona sebebiyet verebilir.

YAN ETKİLER

Epoksi reçine içerikli doldurucularlar ile temaslarda aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir:

Ağız mukosasının donmamış dolgu pastası ile teması neticesinde tersine dönebilen akut iltihaplanmaya yol açar.

Tekel durumlarda lokal ve sistemik alerji reaksiyonlarına sebebiyet verdiği rapor edilmiştir.

KÖK KANALIN HAZIRLIĞI

AH26 nın kullanımından önce , kök kanalını iyice yıkayın.

Yıkama içim hidrojen peroksit kullanıldıysa, kanalın iyi temizlenmesi ve bu maddeden her hangi bulaşıklık veya iz kalmaması esastır. Bu işlem AH26nın hidrojen peroksit ile reaksiyonu önlemek için ve aynı zamanda baloncukların oluşmaması içindir.

Kanal yıkama için sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksit peşpeşe kullanıldıysa hipoklorit'i en son kullanın.

Kök kanalı iyice steril paper pointler ile kurutun.

DOSAJ VE KARIŞIM

Cam plaka üzerinde toz ve likit demir spatul ile karıştırılır. 2 veya 3 volum toz 1 volum reçine ile karıştırılır. Homojen (plakandan 1.5 den 2.5cm kadar kaldırıldığında parçalanan) kıvama gelene kadar karıştır.

Siman karışımı ile her hangi bir likit karıştırma ihtiyacı olursa, cam plakayı alkol ateşi üzerinde ılık halde karıştırılır.

ADIM ADIM UYGULAMA

Siman karışımını lentilonun ucuna koyun. Materyalin içinde hava kabarcıklarının oluşmaması ve kanalın fazla dolumunu önlemek için lentiloyu apex bölgesine düşük hızda ilerletin. Lentiloyu düşük hızda geri çekin.

AH 26 gutta Percha kombinasyonu ile kullanılırsa ve fazla dolum tehlikesi varsa, Reamer sayesinde AH26yı kanala ilave edin. Apikal kanal hazırlama kullanılan aletin boyutunda bir Reamer boyutu seçin. Sürekli saat yönünde ters dönen Reamer ve pompalama hareketleri ile birlikte AH 26yı ilave edin.Sadece hafif ince bir kat uygulamak yeterli. Desenfektanlı master pointu AH26 daldırın ve pompalama hareketleri ile kanala yavaşça ilerletin. Kanalın sıklığı için saha fazla Gutta Percha kullanılabilir.

KÖK KANAL DOLGUSUNUN KERİ ÇIKARTILMASI

Donduktan sonra AH26 konvensiyonel bir solvent sayesinde çıkartılabilir. AH26 gutta Percha kombinasyonu ile kullanıldısa kök kanak dolgusu gutta Percha çıkarma için konvensiyonel teknşkler kullanılır.

ENSTÜMANLARIN TEMİZLENMESİ

Spatül, karıştırma plakaları ve enstrümanlar kullanımdan hemen sonra alkol veya aseton ile temizlenmeli.

DONMA SÜRESİ

ISO6876:1986 (E) standardına göre donma zamanları 37 C ısıda 9 ve 15 saat arası değişir.

MUHAFAZASI

Oda ısısında muhafaza edin.

Toz şişesini ve reçine borusunu sıkıca kapatın.

ÜRETİN NUMARASI VE SON KULLANMA TARİHİ

Son kullanma tarihinden sonra kullanma

Tüm irtibatlarda üretim numaraları ürünü tanıma açısından gereklidir.