

Kullanma Talimatı

President Dental Prophy Powder nane aromalı, profilaks işlemleri için air flow sistemlerinde kullanılan sodyum bikarbonattır. President Dental Prophy Powder; tütün, kahve ve çay izlerinin yok edilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda ortodontik hastaların profilaks işlemlerinde de kullanıldığı gibi, bonding ve sealing işlemlerinden önce diş yüzeyinin hazırlanmasında da kullanılabilir.

Bileşimi

Ürünün içeriğinde Sodyum Bikarbonat bulunur.

Ürün Sunumu:

300 gr. şişe

20x15 gr kutu

Kullanma Talimatı

1. Kutuyu ya da paketi kullanmadan önce iyice sallayıp çalkalayınız.
2. Parlatma ünitesi imalatçısının talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Uyarı

1. Ürün bileşimine karşı hassasiyeti olan hastalarda kullanmayınız
2. Tozu başka katkı maddeleri ile kullanmayınız
3. Herhangi bir madde ya da katkı maddesi ile karıştırmayınız.

Kullanım ve Muhafaza Koşulları

Güneş ışığına maruz bırakmayınız



Sıcaklık aralığında muhafaza ediniz



Nemden koruyunuz



5 yıl

Acil Durumlar

Yanlışlıkla cildinizle teması durumunda, temas eden yeri bol su ile yıkayınız. Göz ile teması durumunda vakit kaybetmeden su ile durulayıp doktorunuza başvurunuz.



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com