

DENTSPLY DETREY

Seal & Protect ™

Servikal Lezyonları önlemek için benzersiz kavram.

Seal&Protect ™ Servikal abrasyonları önlemek için benzersiz tedavi yöntemini sağlar. Bu polimerize edilen örtücü açıkta kalmış dentini en az 6 ay boyunca korur. İlk olarak, yenilikli ve nanoteknoloji kullanılarak açıkta kalan dentini yüzeyi sertliğini takviye eder.

Neresi Yeni? Benzersiz Avantaj sağlar

Seal&Protect ™ - Abrasyonlara karşı koruyucu örtü

Seal&Protect ™ Dentin kökünü diş fırçası abrasyonlarından koruyan tek örtücü. Dentin köküne uygulandıktan sonra polimerize edilmiş kat mekanik olarak dentinin sertliğine takviye eder, yüzey sertliğinin artmasını sağlar. Bu tedavi aynı zamanda beşinci sınıf lezyonlarında kullanılması için idealdir.

Performans Yararları

Bu örtücü maddenin benzersiz formülü sayesinde 4 avantaj sağlar.

Seal&Protect ™ - Triklosan diş taşı birikimini önler. Aktif içeriklerinden bir tanesi Triklosandır, bu bir antimikrobial agenttir. Bu katkı sayesinde ile plak ve diş taşı oluşmasını önler ve diş çürümelerinden meydana gelen bakterilere karşı direnç sağlar. Alışa gelmiş ve geleneksel antimikrobial maddeler gibi olmaksızın, triklosan acı tad veya renk bozukluğuna sebep teşkil etmez.

Seal&Protect ™ Hassasiyet Giderici Kök yüzeyindeki dentin deliklerini (borularını) kapatarak , Seal&Protect ™ hiper-hassas Servikal bölgelerin tedavisini sağlar.

Seal&Protect ™ - Flüorürleşme. Seal&Protect ™ sürekli dişe çok etkili olan amine flüorür sağlar, dişe bir kat daha koruma sağlar.

Seal&Protect ™ hemen tedavi sonrası hastaya yeme, içme ve diş fırçalama fırsatını sağlar. Örtücünün transparantlığı dişe yüksek estik sağlar.

Seal&Protect ™

Yararlarının Özeti:

Açıkta kalmış Dentini mekanik olarak kuvvetini artırır.

Plaka ve diş taşı oluşmasını önler.

Dentin hiper-hassaslığını tedavi eder.

Flüorür sağlar

Kimya: Seal&Protect ™ in performansı bir çok tanınmış ve meşhur üniversitelerde araştırılmıştır:

Freiburg Üniversitesi, Almanya

Indiana Üniversitesi / Ağız Sağlığı Araştırma Enstitüsü, ABD

St Bartholomew's ve Royal Londra Tıp ve Diş Hekimliği Okulu, İngiltere

Paketleme:

Sipariş No.	Paket	İçeriği
606.04.700	Standard Paket	1 Seal & Protect TM Şişesi, 4,5 ml 50 Uygulama Uçları 10 Uygulama tabakları 1 Göstergeli Uygulama Rehberi 1 Kullanma Kılavuzu